


Кроличья Поликлональная Антитела Против Trpm2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции (If-P), Elisa - O94759

Артикул: CM0025537



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против TRPM2, валидированные для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF-P) и ELISA. Перекрестно реагируют с TRPM2 мыши и крысы. Подходят для изучения ионных каналов, окислительного стресса и кальциевой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	TRPM2 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	KNP3; EREG1; TRPC7; LTRPC2; NUDT9H; LTrpC-2; NUDT9L1; TRPM2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7226
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1204-1503 человеческого TRPM2 (NP_003298.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O94759
Молекулярная масса белка	171 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом