


## Поликлональное Антитело Anti-Trpm4 Для Wb, Elisa - Q8Td43

Артикул: CM0015822



### введение

Кроличье поликлональное антитело к TRPM4, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Распознаёт TRPM4 человека, мыши и крысы — катионный канал, активируемый кальцием и участвующий в сердечной и иммунной функциях. Подходит для исследований ионных каналов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье антитело TRPM4                                                                                                            |
| Примечания/синонимы       | EKVP6; LTrpC4; PFHB1B; TRPM4B; hTRPM4; TRPM4                                                                                       |
| Вид                       | Человек                                                                                                                            |
| Идентификатор гена        | 54795                                                                                                                              |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–240 человеческого TRPM4 (NP_060106.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                            |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                               |
| SWISS                     | Q8TD43                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 134 кДа                                                                                                                            |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                     |