


Кроличье Моноклональное Антитело К Anti-Trpv1 Для Wb, Elisa - Q8Ner1

Артикул: CM0007184



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого TRPV1, валидированное для WB и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследований боли и сенсорной нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRPV1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	VR1; TRPV1
Вид	Человек
ID гена	7442
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 725-839 человеческого TRPV1 (NP_542435.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8NER1
Молекулярный вес белка	95kDa
Доставка	Сумка-холодильник