


Поликлональное Антитело Anti-Trrap Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9Y4A5

Артикул: CM0019854



введение

Поликлональное кроличье антитело к TRRAP (Q9Y4A5), валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Распознаёт TRRAP человека и крысы (~438 кДа). Незаменимо для исследований ремоделирования хроматина и транскрипции MYC.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к TRRAP
Примечания/синонимы	Tra1; TR-AP; DEDDFA; DFNA75; PAF400; STAF40; PAF350/400; TRRAP
Вид	Человек
GeneID (человек)	8295
GeneID	8295
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 3660-3859 TRRAP (NP_001231509.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q9Y4A5
Молекулярная масса белка	438 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом