


Кроличыи Поликлональные Антитела Против Tsc2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc) И Ифа - P49815

Артикул: CM0015183



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого TSC2 (туберина), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают TSC2 в образцах человека, мыши и крысы; подходят для исследований сигнального пути mTORC1 и туберозного склероза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TSC2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LAM; TSC4; PPP1R160; TSC2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7249
GeneID	7249
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1160-1255 человеческого TSC2 (NP_000539.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49815
Молекулярная масса белка	201 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент