

Поликлональные Антитела Против Tsc22D3 Для Иф/Мцк, Ифа - Q99576

Артикул: CM0024611

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого TSC22D3 (GILZ), подходящие для ИФ/МЦК и ИФА. Перекрестная реакция с крысой. Идеально подходят для исследований апоптоза, воспаления и сигнальных путей глюкокортикоидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TSC22D3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DIP; GILZ; DSIPI; TSC-22R; TSC22D3
Вид	Человек
GeneID (человек)	1831
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого TSC22D3 (NP_004080.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/МЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q99576
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	С ледяным пакетом