

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Tshb Для Wb, Elisa - P01222

Артикул: CM0015625



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий TSHB (TSH-бета), подходит для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований гормонов щитовидной железы и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TSHB Rabbit pAb
Примечания/синонимы	TSH-B; TSH-BETA; TSHB
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7252
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в диапазоне от аминокислоты 50 до С-конца человеческого TSHB (NP_000540.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P01222
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом