

Поликлональное Антитело К Tspan33 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q86Uf1

Артикул: CM0029712

введение

Поликлональное антитело кролика против TSPAN33, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает TSPAN33 человека, мыши и крысы. Синтетический пептидный иммуноген, нацеленный на С-конец. Идеально для исследований эритропоэза и взаимодействия с ADAM10.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против TSPAN33
Примечания/Алиасы	PEN; PEN.; TSPAN-33; TSPAN33
Вид	Человек
ID гена (Человек)	340348
ID гена	340348
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200 до С-конца белка TSPAN33 человека (NP_848657.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86UF1
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	В пакете со льдом