

Поликлональное Антитело Anti-Tsру3 Кролика Для Wb И Ифа — P0Cv98

Артикул: CM0019444

введение

Поликлональное антитело кролика к TSPY3, валидированное для WB и ИФА. Обнаруживает человеческий TSPY3, перекрёстно реагирует с белком крысы. Для исследований дифференцировки и пролиферации сперматозоидов. — P0CV98

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TSPY3 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CT78; TSPY; TSPY1; TSPY10; TSPY3
Вид	Человек
GeneID (человек)	728137
GeneID	728137
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–308 человеческого TSPY3 (NP_001071165.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	Крыса
SWISS	P0CV98
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом