

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Tssk4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q6Sa08

Артикул: CM0030735

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого TSSK4, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестная реакция с мышью. Тестис-специфичная серин/треониновая киназа размером ~37 кДа участвует в сперматогенезе и сигналинге Cre/Creb. Для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TSSK4 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	TSK4; TSK-4; TSSK5; STK22E; C14orf20; TSSK4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	283629
ID гена	283629
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 79-328 человеческого TSSK4 (NP_777604.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q6SA08
Молекулярный вес белка	37kDa
Доставка	Сумка со льдом