


Моноклональное Антитело Против Тирозингидроксилазы Для Вестерн-Блоттинга, Игх, Иф, Ифа - P07101

Артикул: CM0004093



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческую тирозингидроксилазу (ТН, ТУН). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным белкам. Подходит для исследований катехоламинов и болезни Паркинсона.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к тирозингидроксилазе
Примечания/Альтернативные названия	ТУН; DYT14; DYT5b
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7054
GeneID	7054
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 411-528 человеческой тирозингидроксилазы (NP_954986.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, иммунофлуоресценция на срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07101
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом