


Кроличий Polymab® Против Uba1/7 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P22314 / P41226

Артикул: CM0007828



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческих UBA1 и UBA7 (UniProt P22314/P41226), валидированное для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Подходит для исследований убиквитинового пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBA1/7 Rabbit PolymAb®
Примечания/алиасы	A159; A15T; GXP1; UBE1; A159T; AMCX1; POC20; SMAX2; UBA1A; UBE1X; VEXAS; CFAP124
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7317/7318
Идентификатор гена	7317/7318
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P22314/P41226
Молекулярная масса белка	118 кДа/112 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом