

Кроличье Моноклональное Антитело Против Uba52 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии, Иммунофлуоресценции, Elisa - P62987

Артикул: CM0003467



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого белка UBA52 (P62987). Валидировано для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммуноферментного анализа (ELISA). Перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Детектирует белок-предшественник, содержащий убиквитин и рибосомальный белок L40, подходит для исследований убиквитин-зависимых путей и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBA52 Кроличье моноклональное антитело (mAb)
Примечания / Альтернативные названия	L40; CEP52; RPL40; HUBCEP52; UBA52
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7311
GeneID	7311
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого белка UBA52 (P62987).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT ID	P62987
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом