

Поликлональные Антитела К Ubac2 Для Вб, Иф/Ик, Ифа — Q8Nbm4

Артикул: CM0015365

введение

Кроличы поликлонаьные антитела к белку 2, содержащему убиквитин-ассоциированный домен (UBAC2). Валидированы для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Белок UBAC2 участвует в ЭР-фаге и сигнальном пути Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBAC2 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	RHGDHL1; UBAC2
Вид	Человек
ID гена (человек)	337867
ID гена	337867
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 220-310 UBAC2 человека (NP_001137544.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8NBM4
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Сумка-холодильник