

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Ubac2 Для Wb, Elisa — Q8Nbm4

Артикул: CM0023044

введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело Anti-UBAC2, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с UBAC2 человека и мыши — рецептором ER-фагии и регулятором сигнального пути Wnt. Незаменимо для исследований аутофагии и сигнальных процессов в лимфоцитах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBAC2 Rabbit pAb
Примечания/синоним	PHGDHL1, UBAC2
Вид	Человек
GeneID (человек)	337867
GeneID	337867
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 220–310 человеческого UBAC2 (NP_001137544.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q8NBM4
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом