

Моноклональное Антитело Anti-Ube1L / Uba7 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P41226

Артикул: CM0006532



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого Ube1L/UBA7, для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения конъюгации ISG15 и противовирусного иммунитета. – 112 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ube1L / UBA7 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	D8, UBE2, UBE7, UBA1B, UBE1L, Ube1L / UBA7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7318
ID гена	7318
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого Ube1L / UBA7 (NP_003326.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P41226
Молекулярная масса белка	112 кДа
Доставка	Сумка-холодильник