

Поликлональное Антитело Против Ube2O Для Ihc-P, Elisa - Q9C0C9

Артикул: CM0019554



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфично нацеленное на человеческий UBE2O (E2-230K, 141 кДа) для применений ИHC-P и ELISA. Ключевой инструмент для исследования конъюгации убиквитина, TRAF6-опосредованной передачи сигналов NF-kB и BMP7-опосредованного адипогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBE2O Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	E2-230K; UBE2O
Вид	Человек
ID гена	63893
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1073-1292 человеческого UBE2O (NP_071349.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9C0C9
Молекулярная масса белка	141 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом