

Антитело Кролика Против Ube2S (Поликлональное), Валидированное На Ко, Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q16763

Артикул: CM0021517



введение

Валидированное на КО поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого UBE2S — фермента конъюгации убиквитина, участвующего в регуляции клеточного цикла и деградации белков. Подходит для WB и ELISA; перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] UBE2S кролик pAb
Примечания/Псевдоним	EPF5; E2EPF; E2-EPF; 2S
Вид	Человек
GeneID	27338
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 122-221 человеческого UBE2S (NP_055316.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16763
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Сумка со льдом