

Поликлональные Антитела Против Ube2V1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q13404

Артикул: CM0029161



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против UBE2V1 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Взаимодействуют с UBE2V1 человека, мыши и крысы, ключевым медиатором убиквитинирования по K63 и сигнального пути NF-κB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против UBE2V1
Примечания/Псевдонимы	CIR1; UEV1; CROC1; UBE2V; UEV-1; UEV1A; CROC-1; UBE2V1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7335
GeneID	7335
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13404
Молекулярный вес белка	16кДа
Доставка	Сумка со льдом