


Кроличья Поликлональная Антитело К Ubl4A Для Wb, Ip, Elisa - P11441

Артикул: CM0028991



введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому UBL4A, валидированная для применения в WB, IP и ELISA с перекрестной реактивностью к мышам и крысам. UBL4A является ключевым компонентом комплекса BAG6, участвующим в контроле качества белков и доставке закоряченных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBL4A кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	GDX; G6PD; GET5; MDY2; UBL4; TMA24; DX254E; DXS254E; UBL4A
Вид	Человек
ID гена (человек)	8266
ID гена	8266
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-157 человеческого UBL4A (NP_055050.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11441
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Холодильный пакет