

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ubqln4 Для Вестерн Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - Q9Nrr5

Артикул: CM0019112

введение

Кроличье поликлональное антитело против UBQLN4, регулятора протеасомной деградации и репарации ДНК. Валидировано для Вестерн блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований убиквитин-протеасомной системы и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против UBQLN4 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	A1U; A1Up; UBIN; CIP75; C1orf6; UBQLN4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	56893
ID гена	56893
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 366-432 белка UBQLN4 человека (NP_064516.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q9NRR5
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом