

Поликлональное Кроличье Антитело Против Uggt1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9NyU2

Артикул: CM0028176

введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против UGGT1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ELISA). Обнаруживает белок UGGT1 человека, мыши и крысы (177 кДа) — сенсор сворачивания гликопротеинов в эндоплазматической сети. Идеально подходит для исследований стресса ЭПС и контроля качества белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UGGT1 кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	UGT1; HUGT1; UGCGL1; UGGT1
Вид	Человек
ID гена (человек)	56886
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1456-1555 человеческого UGGT1 (NP_064505.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NYU2
Молекулярная масса белка	177 кДа
Доставка	Холодильный пакет