


Кроличья Поликлональная Антитело Против Ugt2B17 Для If/Icc И Ифа - O75795

Артикул: CM0019624



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий UGT2B17 — ключевой фермент глюкуронизации стероидных гормонов. Валидировано для IF/ICC и ИФА. Подходит для исследований метаболизма лекарств и эндокринных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UGT2B17 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	BMND12; UDPGT2B17; UGT2B17
Вид	Человек
ID гена (человек)	7367
ID гена	7367
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 50–200 человеческого UGT2B17 (NP_001068.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75795
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающими элементами