

Кроличья Моноклональная Антитела К Ulbp1 Для Вб, Ифа - Q9Bzm6

Артикул: CM0007376

введение

Кроличья моноклональная антитела к ULBP1 для вестерн-блоттинга и ИФА. Направлена на человеческий ULBP1 — лиганд NKG2D, который активирует цитотоксичность естественных киллеров. Перекрестная реакция с мышью. Подходит для исследований иммунного надзора и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ULBP1 Кроличья мАт
Примечания/псевдонимы	N2DL-1; RAET1I; NKG2DL1; ULBP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	80329
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого ULBP1 (NP_079494.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BZM6
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Холодовой пакет