

Поликлональное Кроличье Антитело Против Ulbp1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9Bzm6

Артикул: CM0016731

введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого ULBP1 (лиганд 1 NKG2D). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует также с мышинным белком. Идеально подходит для исследований иммунного надзора и NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье pAb против ULBP1
Примечания/синонимы	N2DL-1; RAET1I; NKG2DL1; ULBP1
Вид	Человек
Идентификатор гена	80329 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 26–216 человеческого ULBP1 (NP_079494.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9BZM6
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом