

Поликлональные Антитела Против Ulk1 Для Вб, Иф/Икк, Ифа - O75385

Артикул: CM0028314



введение

Кроличьи поликлональные антитела к ULK1, валидированные для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Распознают аутофагную киназу ULK1 с молекулярной массой 113 кДа. Подходит для исследований в области аутофагии. UniProt O75385.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	ULK1 кроличьи пАб
Примечания/Алиасы	ATG1, ATG1A, UNC51, hATG1, Unc51.1, ULK1
Вид	Человек
ID гена (человек)	8408
ID гена	8408
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 350-450 ULK1 человека (NP_003556.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75385
Молекулярная масса белка	113 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом