

Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Umod Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P07911

Артикул: CM0023929



введение

Кроличыи поликлональные антитела к UMOD, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с реактивностью в отношении человека и мыши. Идеальны для изучения функции уромодулина в биологии апикальной мембраны почек и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UMOD кролик pAb
Примечания/Псевдоним	THP; FJHN; HNFJ; THGP; HNFJ1; MCKD2; ADTKD1; ADMCKD2; UMOD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7369
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P07911
Молекулярный вес белка	70кДа
Доставка	Сумка со льдом