

Кроличья Поликлональная Антитело Против Unc13B Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - O14795

Артикул: CM0021865

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против UNC13B, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Реагируют с белком UNC13B человека и мыши, участвующим в прайминге синаптических везикул и экзоцитозе. Подходят для исследований в нейронауках и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UNC13B Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	UNC13; MUNC13; Unc13h2; munc13-2; UNC13B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10497
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-350 белка UNC13B человека (NP_006368.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O14795
Молекулярная масса белка	181 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом