


Поликлональные Антитела Против Uqcr10 Для Вб И Ифа - Q9Udw1

Артикул: CM0029781



введение

Кроличьи поликлоральные антитела к человеческому UQCR10 (субъединица 9 комплекса цитохрома b-c1), идеально подходят для вестерн-блота и ИФА. Обнаруживают образцы человека, мыши и крысы. Митохондриальный белок внутренней мембраны комплекса III размером ~7 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UQCR10 кроличьи поАт
Примечания/Алиасы	QCR9; UCRC; HSPC051; HSPC119; HSPC151; UCCR7.2; UQCR10
Вид	Человек
ID гена (человек)	29796
ID гена	29796
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-63 человеческого UQCR10 (NP_037519.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UDW1
Молекулярная масса белка	7 кДа
Доставка	Аккумулятор холода