

Кроличыи Поликлональные Антитела К Usp11 Для Wb, If/Icc, Elisa - P51784

Артикул: CM0019781



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к USP11, валидированные для методов вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Идеально подходят для исследований убиквитинового пути, репарации ДНК и хроматина в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к USP11
Примечания/Синонимы	UHX1; USP11
Вид	Человек
Идентификатор гена (Gene ID)	8237
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 70-190 USP11 человека (NP_004642.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P51784
Молекулярная масса белка	110 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом