

Поликлональное Антитело Против Usp12 Для Wb, Elisa — 075317

Артикул: CM0021957



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого USP12 (UBH1/USP12L1). Валидировано для WB и ELISA, обладает перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения процессов деубиквитинирования, сигнального пути NF-κB и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело USP12
Примечания/синонимы	UBH1; USP12L1; USP12
Вид	Человек
GeneID (человек)	219333
GeneID	219333
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1–100 человеческого USP12 (NP_872294.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	075317
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом