

Кроличье Моноклональное Антитело Против Usp22 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q9Upt9

Артикул: CM0009255

введение

Кроличье моноклональное антитело против USP22, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA, перекрестно реагирует с человеческим и мышиным USP22. Идеально подходит для изучения роли деубиквитиnaz в регуляции транскрипции, прогрессии клеточного цикла и врожденном иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против USP22
Примечания/Альтернативные названия	USP3L; USP22
Вид	Человек
ID гена	23326
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-175 человеческого USP22 (Q9UPT9)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UPT9
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом