


Кроличыи Поликлональные Антитела К Usp8, Для Вб, Иф/Ик, Ифа - P40818

Артикул: CM0029060



введение

Кроличыи поликлональные антитела к USP8 для вестерн-блоттинга, ИФ/ИК и ИФА. Распознают USP8 человека, мыши и крысы. USP8 представляет собой деубиквитиназу, регулирующую обновление белков, эндосомную сортировку и сигнализацию EGFR. Идеально подходит для исследования клеточного цикла и протеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи антитела к USP8, pAb
Примечания/Альтернативные названия	UBPY; PITA4; SPG59; HumORF8; USP8
Вид	Человек
ID гена	9101
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-270 USP8 человека (NP_005145.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40818
Молекулярная масса белка	128 кДа
Доставка	Холодильный пакет