

Кроличья Поликлональная Антитело Против Vamp1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - P23763

Артикул: CM0025503

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против VAMP1 (синаптобrevин-1), для применения в вестерн-блоттинге, иммуногистохимии и ИФА. Взаимодействует с VAMP1 человека, мыши и крысы (предполагаемый размер ~13 кДа). Поддерживает исследования везикулярного транспорта и нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VAMP1 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	SAX1; SYB1; CMS25; SPAX1; VAMP-1; VAMP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6843
ID гена	6843
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-96 человеческого VAMP1 (NP_954740.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23763
Молекулярный вес белка	13kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент