


Кроличье Моноклональное Антитело Против Vamp2 Для Вб, Иф-П, Игх-П, Ифа - P63027

Артикул: CM0008946



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против VAMP2 для применения в ВБ, ИГХ-П, ИФ-П, ИФА. Реагирует с VAMP2 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований экзоцитоза синаптических везикул и слияния мембран, опосредованного SNARE.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VAMP2 кроличье моноклональное антитело
Примечания/алиасы	SYB2; VAMP-2; NEDNANM; VAMP2
Вид	Человек
ID гена	6844
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого VAMP2 (P63027)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P63027
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	Холодовой пакет