

Анти-Vamp4 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb И Elisa - O75379

Артикул: CM0024962

введение

Кроличьи поликлональные антитела против VAMP4 для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживают VAMP4 человека, мыши и крысы — v-SNARE, регулирующий слияние везикул и внутриклеточный транспорт. Идеально подходят для исследований SNARE-комплексов и регенерации мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VAMP4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	VAMP-4; VAMP24; VAMP4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8674
ID гена	8674
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-115 человеческого VAMP4 (NP_003753.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75379
Молекулярный вес белка	16кДа
Доставка	Сумка со льдом