

Кроличья Моноклональная Антитело Против Vegf Для Wb, If/Icc, Elisa - P15692

Артикул: CM0004342



введение

Кроличья моноклональная антитела против VEGF, валидированная для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА. Обнаруживает VEGF человека, мыши и крысы (15-27/34-45 кДа). Идеально подходит для исследований ангиогенеза и гипоксии сосудов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VEGF Rabbit mAb
Примечания/алиасы	VEGFA, MVCD1, VEGF, VPF, фактор роста эндотелия сосудов A
Вид	Человек
GeneID (человек)	7422
GeneID	7422
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 38-135 человеческого VEGF (NP_001165094.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15692
Молекулярная масса белка	15-27 кДа / 34-45 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом