


Анти-Vps35 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - Q96Qk1

Артикул: CM0012788



введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого VPS35, валидированный для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с VPS35 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований ретромерного комплекса и эндосомальной сортировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VPS35 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	MEM3; PARK17; VPS35
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55737
GeneID	55737
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-200 человеческого VPS35 (Q96QK1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96QK1
Молекулярный вес белка	92кДа
Доставка	Ледяной пакет