


Поликлональные Антитела К Vps37A Для Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nez2

Артикул: CM0025488



введение

Кроличьи поликлональные антитела к VPS37A, валидированные для вестерн-блота, IF/ICC и ELISA. Реагируют с VPS37A человека, мыши и крысы — субъединицей комплекса ESCRT-I, участвующей в эндосомальном сортировке и связанной с раком печени. Идеально подходят для исследований транспортных процессов и болезней.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	VPS37A кроличьи pAb
Примечания/Альясы	HCRP1; PQBP2; SPG53; VPS37A
Вид	Человек
ID гена (человек)	137492
ID гена	137492
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 224-397 VPS37A человека (NP_689628.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NEZ2
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Холодовой пакет