

Антитело Кролика Поликлональное Против Vsig1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q86Xk7

Артикул: CM0014210

введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого VSIG1/GPA34, валидированное для WB и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения рака и тканей желудочно-кишечного тракта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VSIG1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	GPA34; dJ889N15.1; 1700062D20Rik; VSIG1
Вид	Человек
GeneID	340547
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-230 человеческого VSIG1 (NP_872413.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86XK7
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом