


Поликлональное Антитело Против Wdhd1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - O75717

Артикул: CM0013472



введение

Кроличье поликлональное антитело против WDHD1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Распознает белок WDHD1 человека и крысы (126 кДа) — ключевой фактор реплисомы, идеальный для исследований репликации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WDHD1 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	AND1; CTF4; AND-1; CHTF4; WDHD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11169
GeneID	11169
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O75717
Молекулярная масса белка	126 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом