


Поликлональное Антитело Против Wnk1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9H4A3

Артикул: CM0024580



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого WNK1, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. WNK1 — ключевая киназа в каскаде WNK-SPAK/OSR1, регулирующем кровяное давление, ионный гомеостаз и объем клеток, что имеет важное значение для исследований в области нефрологии и сердечно-сосудистой системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WNK1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	KDP, PSK, p65, HSN2, HSN2, PRKWINK1, PPP1R167, WNK1
Вид	Человек
GeneID (человек)	65125
GeneID	65125
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого WNK1 (NP_055638.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS-PROT	Q9H4A3
Молекулярная масса белка	251 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом