

Поликлональные Антитела Против Wnt3A Для Ihc-P, Ифа - P56704

Артикул: CM0017324



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого WNT3A, валидированные для иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА. Обнаруживают перекрестную реакцию с крысиным белком. Идеально подходят для исследований сигнального пути Wnt и биологии развития. UniProt P56704.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WNT3A кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	WNT3A
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	89780
ID гена	89780
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-352 человеческого WNT3A (NP_149122.1).
Источник продуцирования	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Область применения	IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P56704
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия транспортировки	Холодный пакет