

Поликлональное Антитело Кролика Против Wnt7A Для Вестерн-Блота И Ифа - O00755

Артикул: CM0025796



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого WNT7A, валидированное для Вестерн-блота (WB) и иммуноферментного анализа (ИФА), с перекрестной реактивностью к мышиному белку. Направлено против Wnt-7a — секретируемого лиганда канонического пути сигнализации Wnt/beta-катенина, критически важного для эмбрионального развития и ангиогенеза центральной нервной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WNT7A кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	Wnt-7a; WNT7A
Вид	Человек
ID гена (человек)	7476
ID гена	7476
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 101-200 человеческого WNT7A (NP_004616.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O00755
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Холодильный пакет