

Анти-Wt1 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк (If/Icc) И Ифа (Elisa) - P19544

Артикул: CM0021473



введение

Поликлональные кроличьи антитела к WT1 для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦК (IF/ICC) и ИФА (ELISA), реактивные в отношении человека, мыши и крысы. Нацелены на белок опухоли Вильмса, ключевой фактор транскрипции в уrogenитальном развитии и онкогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WT1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	GUD; AWT1; WAGR; WT-1; WT33; NPHS4; WIT-2; WT1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7490
ID гена	7490
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-302 человеческого WT1 (NP_001185480.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19544
Молекулярный вес белка	49кДа
Доставка	Сумка со льдом