


Поликлональные Антитела Против Wwox Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzc7

Артикул: CM0016815



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого WWOX (Q9NZC7), супрессора опухолей и оксидоредуктазы, участвующего в апоптозе и сигнальном пути Wnt. Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестная реакция с мышью. Молекулярная масса: 47 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WWOX кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	FOR; WOX1; DEE28; EIEE28; FRA16D; SCAR12; HNCMA56; PRO0128; SDR41C1; D16S432E; WWOX
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51741
GeneID	51741
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 человеческого WWOX (NP_057457.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NZC7
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Сумка со льдом