

Кроличье Моноклональное Антитело Против Xbp-1S Для Вестерн-Блоттинга, ChIP, Elisa - P17861-2

Артикул: CM0009132

введение

Кроличье моноклональное антитело против XBP-1s, валидированное для Вестерн-блоттинга, ChIP и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным XBP-1s. Идеально для исследований ER-стресса, UPR и рака. - P17861-2

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против XBP-1s
Примечания/Альтернативные названия	XBP2; TREB5; XBP-1; TREB-5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7494
ID гена	7494
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 188-287 человеческого XBP-1s (NP_001073007.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Хроматин-иммунопреципитация (ChIP), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P17861-2
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом