

Поликлональные Антитела Против Xrcc2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - O43543

Артикул: CM0022321



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий XRCC2, валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обладают перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходят для изучения репарации ДНК и гомологичной рекомбинации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	XRCC2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	FANCU; POF17; SPGF50; XRCC2
Вид	Человек
GeneID (человек)	7516
GeneID	7516
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-83 человеческого XRCC2 (NP_005422.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43543
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	С холодильным элементом