


Кроличье Моноклональное Антитело Против Ykl-40/Chi3L1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Игх-П, Ифа - Q61362

Артикул: CM0011075



введение

Кроличье моноклональное антитело против YKL-40/CHI3L1, валидированное для образцов мыши в Вестерн-блоттинге, Иммунопреципитации, ИГХ-П, ИФА. Нацелено на хитиназу-3 подобный белок 1 (CHI3L1/BRP39), участвующий в ремоделировании тканей и Th2-воспалении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против YKL-40/CHI3L1
Примечания/Альтернативные названия	Gr39; Vgr39; Chil1
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	1116
GeneID (Мышь)	12654
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-389 мышиного Chi3l1 (NP_031721.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, Иммунопреципитация, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q61362
Молекулярная масса белка	43 кДа/44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом