

Поликлональные Антитела Против Ypel3 Для Вб, Ифа - P61236

Артикул: CM0024345

введение

Кроличы поликлональные антитела к человеческому YPEL3, валидированные для вестерн-блота и ИФА, с перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным белком. Идеально подходят для исследований апоптоза и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	YPEL3 кроличы пАт
Примечания/Альтернативное название	YPEL3
Вид	Человек
ID гена (человек)	83719
ID гена	83719
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-119 человеческого YPEL3 (NP_001138996.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P61236
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Хладоэлемент